

1623447 - Tapis de course SportsArt Essentials Line Eco-Natural T661 - 3CV DC - écran LED



Déscription

Le tapis de course SportsArt T661 allie un design unique à une précision biomécanique et une qualité industrielle. Grâce au **système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** nécessitant peu d'entretien, le tapis fonctionne de manière fluide et durable, idéal tant pour la rééducation que pour des entraînements intensifs.

L'**amorti omni-directionnel MyFlex+** offre un confort maximal et réduit la charge sur les muscles et les articulations, permettant aux utilisateurs de marcher ou courir en toute sécurité et confort. Avec une **plage de vitesses allant de 0,1 à 12 mph (0,16–20 km/h)** et une **inclinaison jusqu'à 15%**, le T661 convient à divers objectifs d'entraînement.

De plus, le tapis propose une série de programmes préenregistrés et des données d'entraînement complètes, permettant à chaque utilisateur de rester motivé et bien informé tout au long de sa séance.

Caractéristiques principales du tapis T661 :

- **Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** pour un entretien minimal
- **Amorti MyFlex+** pour une protection optimale des articulations et un confort accru
- **Moteur DC durable** pour fiabilité et performance
- **Plage d'inclinaison de 0 à 15%** pour un entraînement polyvalent et de la rééducation
- **Large plage de vitesses** : 0,1–12 mph / 0,16–20 km/h
- **Design robuste et sécurisé** – idéal pour les applications fitness et médicales

Spécifications techniques :

- **Poids de l'unité** : 136 kg / 300 lbs
- **Dimensions (L x l x H)** : 119 x 86 x 142 cm / 78,3 x 33,8 x 55,9 in
- **Poids utilisateur maximal** : 180 kg / 400 lbs

Parfait pour la **rééducation clinique**, les **pratiques de physiothérapie** et les **environnements fitness professionnels** où la fiabilité, la sécurité et le confort d'utilisation sont essentiels.

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623447
Type d'emballage	Pièce