

1550052 - Protection barres de lit fixation avec rabat - Fire resist - gris - 1 pc



Déscription

Les protections de bord de lit de Fico garantissent au patient une grande liberté de mouvement sans être blessé par les barrières latérales. Le personnel infirmier peut confortablement prendre soin du patient. Les protections sont faciles et rapides à fixer via un rabat. Ils sont fabriqués en tissu PU avec rembourrage doux en ouate solide sur tissu. Le tissu extérieur et la ouate sont ignifuges. La protection latérale est solide, imperméable, anti-allergique et résistante aux acariens.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 35 cm, L 200 cm
Ignifuge	Oui
Système de fixation	Avec rabat
Type d'emballage	Pièce