

1560365 - Essential - portes et 2 tiroirs 76 mm - 830 x 650 x 1100 mm - 1 pc



Déscription

Large plan de travail en plastique ABS moulé par injection, de couleur turquoise. Côté et arrière composés de panneaux multicouches en aluminium-polyéthylène-aluminium (AL-PE-AL). Barres de poussée innovantes sur trois côtés - coins arrondis et avec bord. 1 étagère intérieure, en acier laqué - réglable en hauteur tous les 80 mm, dim. 615x490 mm. Base innovante en plastique ABS injecté, de couleur turquoise, avec pare-chocs périphérique. 4 roulettes Ø 125 mm, antidérapantes et avec roulements à billes - 2 avec freins.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 83 cm, H 110 cm
Profondeur du produit	650 mm
sku	1560365
Compartiment chariot simple	Avec 2 tiroirs et 2 portes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce