

## 1576700 - Container en aluminium pour linge propre - 1 pc



### Déscription

Armoire à linge entièrement en aluminium anodisé, pour organiser et optimiser la distribution du linge propre de la blanchisserie à l'unité de soins.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 63 cm, H 174 cm
<b>Composition</b>	Aluminium
<b>Profondeur du produit</b>	123 cm
<b>sku</b>	1576700
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce