

## 1576700 - Container en aluminium pour linge propre - 1 pc



## **Déscription**

Armoire à linge entièrement en aluminium anodisé, pour organiser et optimiser la distribution du linge propre de la blanchisserie à l'unité de soins.

## **Spécifications**

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 63 cm, H 174 cm
Composition	Aluminium
Profondeur du produit	123 cm
sku	1576700
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce