


**1543268 - Tiemann sonde avec ballon 5 - 10 ml - silicone - 41 cm -  
Ch 16 - orange - 1 x 10 pcs**



## Déscription

La sonde de Tiemann en silicone est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	41 cm
<b>Composition</b>	Silicone
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1543268
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 16
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Sex</b>	Hommes
<b>Type d'emballage</b>	Boîte