

## 1601797 - Keiser M3i Total Body Trainer avec PC



### Déscription

Le **Keiser M3i Total Body Trainer** est destiné à nos clients sportifs qui ont besoin d'un vélo axé sur le haut du corps. Nous concevons un vélo construit sur la platform durable du M3i. Le M3i Total Body Trainer est parfait pour ceux qui recherchent un entraînement complet du corps, où le haut et le bas du corps peuvent s'entraîner simultanément ou indépendamment, ou même effectuer des mouvements de rééducation avec un seul membre. Grâce à la technologie intégrée Keiser, l'entraîneur peut suivre les performances de chaque athlète pendant qu'il pédale en temps réel sur un smartphone ou une tablette et enregistrer les données pour suivre ses progrès.

Cadre en forme de V pour les utilisateurs de tous types de formes et de tailles.

- Résistance magnétique pour un entraînement en douceur et silencieux
- Résistance variable à l'infini
- Roue arrière protégée contre la sueur et la corrosion
- Entraînement par courroie Poly-v sans entretien, à tension automatique, pour une maintenance réduite et fiable.
- Affichage où la puissance, les kilocalories, la fréquence cardiaque, la durée de l'entraînement, l'odomètre, la distance de l'entraînement et l'accélération peuvent tous être lus sur un seul écran.
- Technologie intégrée Keiser avec Bluetooth pour l'enregistrement et le suivi des progrès à l'aide des applications de la série M
- Selle réglable dans 4 directions

## Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 137 cm
<b>SKU leverancier</b>	005512BBC
<b>sku</b>	1601797
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce