

1532226 - Brassard velcro + poumon avec 2 tuyaux - obèses - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Manuel II
Portée du brassard	33 - 41 cm
sku	1532226
Groupe cible	Obèse
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	L
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro