

**1609231 - Tabouret 272 - plastique noir - 5 roues - 45 - 65 cm -
revêtement standard - Bleu Apaisant - 1 pc**



Déscription

Le tabouret Ritter 272 Air Lift de Midmark offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Grâce à la conception en forme d'étoile de la base, vous avez un accès plus proche au patient et profitez d'une maniabilité stable et sans effort. La base à cinq pieds en plastique noir avec roulettes assure une solidité supplémentaire et supporte une charge d'environ 136 kg.

Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image diffère de la réalité. Pour la couleur exacte vérifié le tableau de couleur.

Spécifications

Marque	Midmark
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	40 cm
Nombre de roues	5
sku	1609231
Couleur	Sooting Blue
Couleur châssis	Noir
Matériel châssis	Matière synthétique
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	45 - 65 cm
Type d'emballage	Set
Type de siège	Siège rond