

## 1516712 - Gobelet 820 - vert avec motifs jaunes - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Le Gobelet 820 tient ergonomiquement dans la main, présente des graduations claires et est antidérapant. Le gobelet peut être combiné avec différents becs verseurs. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70°C, le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>sku</b>	1516712
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Vert avec décor jaune
<b>Type d'emballage</b>	Pièce