

1603875 - Suprasorb® H pansement hydrocolloïde standard - 5 x 10 cm - stérile - 10 pcs



Déscription

Suprasorb® H pansement hydrocolloïde fin absorbe l'exsudate constitué d'une matrice hydrocolloïde absorbante apposée sur une couche vectrice respirante en polyuréthane. Le pansement offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau pour le traitement des plaies non-infectées à modérément exsudatives et superficielles. Permet une durée de port pouvant aller jusqu'à sept jours.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Film polyuréthane, hydroloïde, papier plis silicone
Stérile	Oui
sku	1603875
Couches	3 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	5 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte