

## 1558669 - HEINE brassard velcro + poumon avec 2 tuyaux - enfants - 1 pc



### Déscription

Un brassard velcro pour les enfants avec un portée du brassard 13-20 cm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINM-000.09.703
<b>Portée du brassard</b>	13 - 20 cm
<b>sku</b>	1558669
<b>Groupe cible</b>	Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro