

## 1541080 - Kit Dopplex® ABI pour l'index cheville-bras



### Déscription

Cheville Index brachial Pression confirmée avec Waveforms.

Le Ankle Brachial Index kit (ABI) contient un DMX Doppler, sondes Doppler et poignets pour fournir le soin des plaies ou un spécialiste vasculaire avec un système pour aider à l'évaluation de la maladie artérielle avant bandage. Les formes d'onde Doppler peuvent être stockées sur la mémoire interne et révisées à tout moment. En variante, les formes d'onde peuvent être transférées vers le package DR5 Software Lite pour l'archivage, l'examen et l'impression des rapports.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Huntleigh                      |
| <b>sku</b>                       | 1541080                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                          |