

## 1543490 - HK 58 coussin chauffant dos/nuque - 100 W - 1 pc



### Déscription

Coussin chauffant polyvalent 2 en 1 pour le nuque et le dos grâce à sa conception près du corps, fermeture velcro réglable individuellement ; sangle ventrale réglable et fermeture velcro dans le cou. Avec un contrôleur LED, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). L'oreiller s'éteint automatiquement après 90 minutes, dispose de réglages de température éclairés et d'un interrupteur amovible. La housse du coussin est en molleton doux.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 42 cm, L 62 cm
<b>SKU leverancier</b>	21505
<b>Code CNK</b>	CNK 2844-165
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Non
<b>Housse lavable en machine</b>	Non
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	6
<b>sku</b>	1543490
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce