

1518820 - Corival Pediatric



Déscription

Équipé d'un module de communication en standard, le Corival Pediatric peut être facilement contrôlé par tous les appareils d'ECG d'effort et de poumon connus dans le monde. La charge, le régime et le temps peuvent être lus sur l'écran couleur de 7 pouces. Le Corival dispose d'un mécanisme de freinage électromagnétique. Le principal avantage de ce système est la précision, l'un des principaux principes de la marque Lode. Avec cet ergomètre, les tests d'exercice réalisés sont fiables et reproductibles. Le niveau d'effort est réglable dans une fourchette de 7 à 1000 watts.

Spécifications

Marque	Lode
sku	1518820
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce