

## 1623451 - SportsArt Tapis de course Prime Line Eco - Natural T673L - 4HP - écran LED



### Déscription

Le tapis de course SportsArt T673L fait partie de la ligne ECO-NATURAL™ Prime et représente **design, fiabilité et durabilité**. Avec son puissant **moteur AC de 4,0 HP**, son innovant **système d'économie d'énergie ECO-DRIVE™** et la **lubrification automatique ECO-GLIDE™**, ce tapis de course offre des performances de pointe avec une consommation d'énergie réduite et un entretien minimal.

Le **système d'amorti omni-directionnel MyFlex+** assure un excellent amorti et confort, réduisant considérablement la charge sur les articulations et les muscles. Avec une **plage de vitesse de 0,35 à 12 mph (0,6–20 km/h)** et une **inclinaison de 0 à 15%**, le T673L est adapté aussi bien à la marche, au jogging qu'aux séances de course intensives.

Le tapis offre une commande intuitive avec des **boutons bascule**, un support multilingue et des retours d'entraînement complets.

#### Caractéristiques principales du SportsArt T673L :

- **Moteur AC de 4,0 HP** avec technologie **ECO-DRIVE™** – puissant et économe en énergie
- **Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** – entretien réduit et durable
- **Amorti MyFlex+** – absorption optimale des chocs et protection des articulations
- **Support multilingue** et commande intuitive avec boutons bascule
- **Mesure du rythme cardiaque** : capteurs de contact et récepteurs de télémétrie
- **Fonctions supplémentaires** : port de recharge USB

#### Spécifications techniques :



- **Dimensions (L x l x H) :** 211,6 x 84,9 x 144,8 cm
- **Poids de l'unité :** 191,5 kg
- **Poids utilisateur maximal :** 205 kg
- **Plage de vitesses :** 0,35 – 12 mph / 0,6 – 20 km/h
- **Plage d'inclinaison :** 0 – 15%
- **Surface de course :** 54,6 x 154,9 cm (21,5 x 61 pouces)
- **Tapis de course (courroie) :** 3250 x 545 x 2,0 mm

Le tapis de course **SportsArt T673L** est parfait pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** recherchant un équipement durable et économe en énergie
- **Les centres de rééducation** où le confort et l'impact réduit sont essentiels
- **Les utilisateurs à domicile** souhaitant un tapis professionnel et facile d'entretien

## Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623451
Poids	192 kg
Poids maximal de l'adulte	192 kg
Type d'emballage	Pièce