


## 1543525 - MG 145 coussin de massage shiatsu - 34 x 11 x 23 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin de massage universel Shiatsu offre un massage relaxant à domicile, que ce soit pour les épaules, la nuque, le dos ou les jambes. La détente est garantie avec l'oreiller qui a une fonction lumière et chaleur. Dispose de 4 têtes de massage Shiatsu, tourne par paires et est composé en matériau micropolaire doux. La housse est amovible et lavable en machine à basse température de 30°.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 23 cm, H 11 cm, L 31 cm
<b>SKU leverancier</b>	64404
<b>Puissance</b>	12 W
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Chaleur infrarouge</b>	Non
<b>Programmes de massage</b>	1
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Nombre de têtes de massage</b>	4
<b>sku</b>	1543525
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Type d'emballage</b>	Pièce