

1574070 - Linido chaise douche hauteur d'assise 49 cm - blanc - 1 pc



Déscription

Le **fauteuil de douche avec revêtement HT de Linido** est spécialement conçu pour les environnements de soins et offre une **sécurité, un confort et un soutien optimaux** lors de la douche et des transferts. Grâce aux **accoudoirs ergonomiquement conçus**, la stabilité latérale ainsi qu'un soutien confortable sont garantis. Ces accoudoirs sont solides et résistants à de fortes charges, y compris les forces exercées lors des déplacements latéraux.

Caractéristiques :

- Design solide, compact et hygiénique pour un usage professionnel.
- Assise et dossier confortables, résistants à l'eau, avec évacuation intégrée.
- Accoudoirs ergonomiques relevables individuellement pour faciliter les transferts.
- Construction robuste et résistante à l'eau avec cadre tubulaire solide.
- Fabriqué avec des matériaux durables : acier/acier inoxydable, textile et mousse de polyuréthane – résistant aux environnements humides.
- Entretien facile : nettoyage avec des produits ménagers standards.
- Haute capacité de charge : convient aux utilisateurs jusqu'à 200 kg.

Ce fauteuil de douche est idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, les centres de soins résidentiels, les établissements de rééducation et les soins à domicile, et contribue à la **sécurité et à l'autonomie des patients** lors des routines d'hygiène personnelle.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 62.5 cm, H 96 cm, L 63.5 cm
SKU leverancier	LI2139.1001-02
sku	1574070
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Type d'emballage	Pièce