

1574070 - Linido chaise douche hauteur d'assise 49 cm - blanc - 1 pc



Déscription

La chaise de douche avec revêtement HT de Linido est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. La chaise de douche offre un soutien stable aux utilisateurs actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Ces utilisateurs actifs ont besoin d'un soutien léger lors du passage de la position assise à la position debout.

Avantages

- Siège et dossier confortables
- Accoudoirs solides et pratiques
- Matériaux durables qui résistent aux conditions humides

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 62.5 cm, H 96 cm, L 63.5 cm
SKU leverancier	LI2139.1001-02
sku	1574070
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Type d'emballage	Pièce