


1610015 - Keiser A400 Presse pectorale bi-axiale



Déscription

Le **A400 Bi-axial Chest Press** a été conçu pour un entraînement précis et sécurisé des muscles pectoraux, en utilisant la **Pure Resistance Technology™ (PRT)** et la **Dynamic Variable Resistance (DVR) de Keiser**. Ces technologies permettent à la résistance de s'adapter entièrement à la courbe de force naturelle du corps, afin que vos muscles fonctionnent à leur **potentiel maximal** à chaque instant du mouvement.

Au début de la **phase concentrique** d'une poussée pectorale, vous êtes mécaniquement le plus faible. C'est pourquoi le mouvement commence avec une **résistance plus faible**. Au fur et à mesure que vous poursuivez le mouvement et que vous devenez plus fort au milieu de la phase, le système augmente la résistance pour optimiser l'utilisation de votre force. Ainsi, la charge est adaptée à vos capacités biomécaniques, ce qui conduit à une **activation musculaire plus efficace** et à un moindre risque de surcharge ou de blessure.

Grâce à la **possibilité de mouvement unilatéral**, les deux bras peuvent être entraînés indépendamment l'un de l'autre, ce qui est idéal pour corriger les asymétries et favoriser un développement musculaire équilibré. La large **plage de résistance jusqu'à 142 kg** permet aussi bien la rééducation fonctionnelle que l'entraînement intensif de la force.

La **technologie de résistance à l'air Keiser** offre en outre un entraînement fluide et sécurisé à **toute vitesse** – de la construction lente de la force aux mouvements explosifs rapides. Que vous vous entraîniez pour la force ou la puissance, cette machine réagit de manière instantanée et précise, sans inertie ni momentum.

Les **grands écrans digitaux** affichent des données en temps réel telles que la résistance et les répétitions, et l'appareil est compatible avec l'**application Keiser Metrics** pour une optimisation de l'entraînement basée sur les données.

Applications :

Adapté à la **physiothérapie, la rééducation sportive, l'entraînement de force et les environnements de sport de haut niveau** où la précision, la sécurité et la performance sont essentielles.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 102 cm, H 198 cm
Poids du produit	0.093 kg
sku	1610015
Résistance	0 - 142 kg
Type d'emballage	Pièce