

1571853 - Poignées kGrips - 1 x 2 pcs



Déscription

Les Exxentric kGrips sont essentiels pour exploiter la polyvalence de toute machine à volant d'inertie adaptée à l'entraînement du haut et du bas du corps. Ils sont confortables, polyvalents et légers. Les kGrips d'Exxentric sont toujours vendus par packs de deux, chaque kGrip pesant environ 100g. Le revêtement est conçu pour être très confortable et sûr, les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour une fonctionnalité optimale. Le harnais peut être utilisé avec la kBox et la kPulley.

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1571853
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce