

1510832 - Chaise transfer SWIFI - roze - largeur 47 cm - 1 pc



Déscription

Le fauteuil de transfert Swifi est équipé d'accoudoirs rabattables, d'une assise ouverte et d'un repose-pieds rétractable avec commande latérale, pour respecter l'intimité et la dignité du patient. Ce fauteuil est disponible en 2 largeurs pour s'adapter aux différentes morphologies des patients. Le rembourrage sans coutures et la structure métallique monobloc contribuent à faciliter le nettoyage.

Spécifications

Marque	Promotal
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce