

## 1510832 - Chaise transfer SWIFI - roze - largeur 47 cm - 1 pc



### Déscription

Le fauteuil de transfert Swifi est équipé d'accoudoirs rabattables, d'une assise ouverte et d'un repose-pieds rétractable avec commande latérale, pour respecter l'intimité et la dignité du patient. Ce fauteuil est disponible en 2 largeurs pour s'adapter aux différentes morphologies des patients. Le rembourrage sans coutures et la structure métallique monobloc contribuent à faciliter le nettoyage.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Promotal                     |
| <b>sku</b>                       | 1510832                      |
| <b>Poids maximal de l'adulte</b> | 200 kg                       |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |