

1540302 - Eucerin Lotion Intensément Hydratante UreaRepair 10% - 400 ml - 1 pc



Déscription

La **Lotion Eucerin UreaRepair PLUS 10% Urée** est spécialement développée pour le traitement intensif d'une barrière cutanée altérée chez les peaux extrêmement sèches, rugueuses ou tiraillées. Grâce à un complexe hydratant à triple action avec **10% d'urée**, **des céramides** et **des facteurs naturels d'hydratation (FNH)**, cette lotion offre un confort immédiat et une protection durable jusqu'à **72 heures d'hydratation**.

Caractéristiques principales :

- **10% d'urée** : hydrate en profondeur et adoucit immédiatement la rugosité.
- **Céramides** : restaurent et renforcent la barrière cutanée naturelle.
- **Facteurs naturels d'hydratation** : améliorent la capacité de rétention d'eau de la peau.
- **Absorption rapide** : émulsion légère huile-dans-eau sans sensation collante.
- **Sans parfum** : minimise le risque d'irritation.

Idéal pour une utilisation dans :

- **Hôpitaux et maisons de repos** pour les patients ayant une peau très sèche ou squameuse.
- **Centres de physiothérapie et de rééducation** pour soutenir la réparation cutanée après des thérapies.
- **Soins à domicile** pour les patients atteints de diabète, psoriasis ou kératose pilaire.
- **Cabinets médicaux** comme soin cutané complémentaire lors de traitements médicamenteux (consultez un médecin en cas d'utilisation simultanée).

Public cible :

- Peau mature

- Peau sèche avec démangeaisons ou desquamation
- Peau sujette au psoriasis, kératose pilaire ou sécheresse liée au diabète

La Lotion Eucerin UreaRepair PLUS 10% Urée est cliniquement prouvée efficace et sûre, même en cas d'utilisation prolongée. La peau retrouve douceur, souplesse et confort – un produit essentiel dans toute trousse de soins médicaux.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Ingrédients	Aqua, Urea, Methylpropanediol, Sodium Lactate, Laureth-9, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Glycerin, Lactic Acid, Arginine HCL, Hydroxyethylcellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol
sku	1540302
Contenu	400 ml
Type d'emballage	Pièce