

1540897 - Viruguard tabliers de protection - poignets coton - 140 x 140 cm - jaune - 1 x 10 pcs



Déscription

La veste de protection Viruguard en polypropylène non-tissé possède un laminage de sécurité sur le devant et sur le bras (enduction polyéthylène). Les tabliers ont une taille universelle et contiennent des sangles de fixation au niveau du cou et de la taille. La zone arrière est respirante et la veste est globalement imperméable aux liquides et aux particules. De plus, ils ont des poignets en coton aux extrémités des manches (sans latex). De plus, ce sont des blouses de protection non stériles qui peuvent être stérilisées à l'oxyde d'éthylène. La veste de protection peut être utilisée dans le secteur des soins et de l'hygiène, pour tous les domaines d'application avec des exigences de sécurité élevées, pour protéger contre la propagation des germes, convient également comme veste de protection MRSA. 30 gr/m²

Spécifications

Marque	Maimed
Dimensions du produit	L 140 cm, H 140 cm
Composition	Polypropylène non-tissé, partie avant et bras : enduction polyéthylène, poignets: coton
Normes	ISO 13485:2016
sku	1540897
Couleur	Jaune
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	Universelle
Type d'emballage	Paquet