

## 1551870 - HUMAN TECAR MAT - Pillow



### Déscription

Coussin de dureté moyenne qui peut être utilisé seul ou ajouté à des tapis individuels. Le coussin est utile pour les exercices de rééducation plus complexes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>Dimensions du produit</b>	L 35 cm, H 12 cm, L 60 cm
<b>sku</b>	1551870
<b>Modèle</b>	Pillow
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce