

FUJ12936 - TCB Univent tube - 9 mm



Déscription

L'Univent permet un collapsus mono-pulmonaire facile pour les procédures thoracoscopiques. La ventilation monopulmonaire peut être obtenue en plaçant le bloqueur sur le poumon gauche ou droit, ou sur les segments pulmonaires. Le poumon bloqué peut être comprimé en aspirant de l'air à travers la lumière de l'axe du bloqueur.

Caractéristiques

- Arbre flexible facilement alignable pour une manipulation en douceur.
- La tige flexible du bloqueur, avec son extrémité souple à lumière ouverte, permet de le repositionner.
- Sans latex.
- La taille indiquée est le diamètre interne du cathéter. Le diamètre interne a une incidence sur le volume maximal d'air qui peut circuler dans le cathéter.
- Les cathéters d'un diamètre interne de 3,5 mm et 4,5 mm sont destinés à un usage pédiatrique.

Spécifications

Marque	fuji
Stérile	Oui
Diamètre du cathéter	9 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce