

1010701 - Tensoplast® bande de contention adhésive - 7,5 cm x 4,5 m - 1 pc



Déscription

Tensoplast® est un bandage de compression et de soutien en 100% coton à haute résistance à la traction. Le bandage est extensible dans le sens longitudinal et est facile à dérouler. Le matériau peut être bien moulé aux contours individuels du corps. L'extérieur du matériau de support est hydrofuge. À utiliser dans les bandages de fixation et le traitement des entorses.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	100% coton
Stérile	Non
Auto-adhésif	Oui
sku	1010701
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 cm x 4,5 m
Type d'emballage	Pièce