

## 1010701 - Tensoplast® bande de contention adhésive - 7,5 cm x 4,5 m - 1 pc



### Déscription

Tensoplast® est un bandage de compression et de soutien en 100% coton à haute résistance à la traction. Le bandage est extensible dans le sens longitudinal et est facile à dérouler. Le matériau peut être bien moulé aux contours individuels du corps. L'extérieur du matériau de support est hydrofuge. À utiliser dans les bandages de fixation et le traitement des entorses.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	100% coton
<b>Stérile</b>	Non
<b>Auto-adhésif</b>	Oui
<b>sku</b>	1010701
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	7,5 cm x 4,5 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce