

1104625 - Ella Podoscope tangentiel P4 LED - 1 pc



Déscription

La conception de ce podoscope est spécifiquement destinée à l'examen clinique de la plante des pieds lors du port de poids, avec le poids sur les deux pieds. Un arc en acrylique transparent utilise un procédé de fibre optique pour guider la lumière. Ce procédé élimine toutes les interférences dues à des réflexions indésirables pendant l'examen et met en évidence les zones porteuses clés en variant l'intensité chromatique, révélant ainsi différents niveaux d'ischémie cutanée.

- Avec cadre en tôle d'acier 15/10° avec peinture époxy blanche
- Arc de coulée transparent en acrylique de 15 mm d'épaisseur
- Hauteur minimale de 15,5 cm
- Source lumineuse : 2 tubes fluorescents
- Commande d'éclairage: interrupteur bipolaire avec lampe témoin intégrée
- Câble secteur: standard
- 230V, 50 Hz
- Charge maximale 150 kg

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Couleur | Blanc |
| Poids maximal de l'adulte | 150 kg |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |