

## 1015152 - Semelle de marche Artistep® - XS - taille (31 - 34) - 1 pc



### Déscription

Artistep est utilisé avec les bandages (d'immobilisation). La semelle spécialement développée assure une bonne démarche, offre un confort lors de la marche, évite les glissades et absorbe les chocs. Le talon renforcé offre un soutien supplémentaire. La gamme comprend un large éventail de tailles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Composé de néoprène (nylon, EVA et PVC), d'une fine semelle extérieure en caoutchouc thermoplastique et d'une semelle intérieure en EVA/polywood.
<b>sku</b>	1015152
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	XS
<b>Type d'emballage</b>	Pièce