

## 1544113 - Renol sangle d'épaule pour ceinture de lit ou fauteuil - I - 85-135 cm - 1 pc



### Déscription

Utilisez ce harnais pour éviter au patient de sortir vers le haut. Il ne peut être utilisé qu'avec la ceinture lit RFB10115 - 10140 et 09115 - 09140 et 09115P - 09140P. Option nécessaire: 2 serrures

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFY21500
<b>Options nécessaires</b>	5 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544113
<b>Catégorie de fixation</b>	Accessoires pour ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation thoracique
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/fauteuil