

1572319 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax compact - gitane lined - 1 pc



Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

La housse en tissu éponge est lavable à 85°C, toutes les autres taies d'oreiller sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1572319
Produits similaires	Non
Couleur housse	Gitane ligné
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce