

1601813 - Surflash™ - I.V. cathéter - 22G x 25 mm - bleu - 1 x 50 pcs



Déscription

Surflash™ I.V. est composée dans un matériau de haute qualité et favorise l'insertion du cathéter dans la veine. Le cathéter est résistant à la cuisson et est opaque.

Le cathéter est stérile et stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR*FF2225
Composition	• Cathéter: polyuréthane + BaSO4 • Embase de cathéter: polypropylène + master batch • Goupille de calage: acier inoxydable • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: polycarbonate • Filtre à air: membrane filtrante hydrophobe/polyester PVC chloré • étui avec capuchon de couleur: polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	38 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.6 mm
Diamètre externe cathéter	0.85 mm
sku	1601813
Mécanisme de sécurité	Non
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 25 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte