

## 1541486 - Set pièce de rechange 3M™ Littmann® Classic II SE - gris - 1 set



### Déscription

Le kit de pièces de rechange pour stéthoscope 3M™ Littmann® pour le stéthoscope Classic II S.E. comprend un joint rond noir, un diaphragme accordable pour le côté "adulte" de la pièce thoracique et, enfin un joint non accordable pour le côté cloche de la pièce thoracique. Ce kit comprend également deux petites oreillettes noires.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>sku</b>	1541486
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Type d'emballage</b>	Set