

1501526 - HEINE Classic+ F.O MAC 3 lame de laryngoscope - 1 pc



Déscription

Les lames **HEINE Classic+ Macintosh F.O.** font partie des lames de laryngoscope les plus fiables au monde. Grâce au **système d'optique à fibres HEINE HiLite**, elles offrent un éclairage optimisé pour l'intubation endotrachéale. Associées au design unique **HEINE smoothSURFACE**, ces lames sont sûres, hygiéniques et faciles à reprocesser.

Sécurité pour les patients

- **HEINE smoothSURFACE** : nettoyage simple et sécurisé
- Aucun **incident nosocomial** enregistré avec les lames HEINE
- Risque réduit de blessures grâce aux surfaces arrondies et lisses
- **Rendement lumineux optimal** avec l'optique à fibres HEINE HiLite
- **Contrôle qualité à 100%** : chaque lame subit 51 étapes d'inspection

Économique à l'usage

- **Économies durables** grâce à une durabilité exceptionnelle
- Jusqu'à **4000 cycles d'autoclavage** possibles sans perte de performance
- **Processus de reprocessing efficace** grâce à la technologie smoothSURFACE

Durable et respectueux de l'environnement

- **Empreinte écologique réduite** comparé aux lames jetables et autres lames réutilisables
- Moins de déchets et impact environnemental réduit grâce à une longue durée de vie

Avantages supplémentaires

- **Nouveau : garantie unique de 10 ans** sur toutes les lames HEINE Classic+ F.O.
- **Compatible avec tous les manches de laryngoscope** selon la **norme ISO 7376 (Green Standard)**

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Heine |
| SKU leverancier | HEINF-000.22.103 |
| | Oui |
| sku | 1501526 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 134 mm |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de lame | Mac |