

1627343 - Fauteuil d'examen gynécologique OP-MH+ avec dôme ergonomique + repose-jambes – 1 pc



Déscription

Le **fauteuil d'examen gynécologique Optomic OP-MH+** allie un confort optimal pour le patient à une ergonomie maximale pour le praticien. Grâce à sa **très faible hauteur d'accès** de 48 cm, les patients peuvent s'asseoir facilement et en toute sécurité, tandis que le fauteuil offre une **capacité de charge exceptionnelle pouvant atteindre 310 kg**.

L'OP-MH+ a été conçu en mettant l'accent sur l'ergonomie du travail du gynécologue. Grâce à **4 positions de base préprogrammées**, vous passez rapidement à la position adéquate pendant les consultations. De plus, **3 positions supplémentaires** entièrement personnalisables par le médecin peuvent être enregistrées. Le **repose-jambes motorisé** permet de changer de position en douceur, sans avoir à soulever ou déplacer manuellement le fauteuil.

Le fauteuil OP-MH+ se distingue également clairement en matière d'hygiène et de durabilité. Il est doté d'un **revêtement sans coutures** facile à nettoyer et à désinfecter, idéal pour une utilisation quotidienne intensive en cabinet ou en milieu hospitalier.

Comme on peut s'y attendre de la **qualité Optomic**, le fauteuil est fabriqué en Europe avec une attention particulière portée à la fiabilité, à la finition et à une utilisation professionnelle à long terme.

Principaux avantages :

- Capacité de charge jusqu'à 310 kg
- Hauteur d'accès très basse de 48 cm
- Conception ergonomique pour le médecin et le patient
- 4 positions de base préprogrammées
- 3 positions utilisateur supplémentaires programmables
- Repose-jambes motorisé
- Revêtement sans coutures et hygiénique
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Fabriqué en Europe

- Qualité Optomic fiable pour un usage professionnel intensif

Spécifications

Marque	Optomic
Dimensions du produit	L 67.5 cm, H 102 cm, L 175 cm
SKU leverancier	68303156
sku	1627343
Roues incluses	Non
Capacité de levage	310 kg
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Accoudoirs	Non
Nombre de parties	3-parties
Pli électrique	Qui
Poids maximal de l'adulte	310 kg
Type d'emballage	Pièce