

## 1530992 - AutoShield Duo - aiguilles sécurisées pour stylo injecteur - stérile - 30G x 5 mm - jaune - 1 x 100 pcs



### Déscription

Aiguilles sécurisées pour style injecteur à double pointe AutoShield™ duo à utiliser avec un stylo injecteur. Convient pour administrer des médicaments aux patients à domicile ou en milieu hospitalier. L'aiguille est constituée d'une canule à 2 extrémités assemblées, le filetage interne permet d'utiliser la goupille de sécurité avec le stylo injecteur. La conception de l'aiguille garantit que les blessures par piqûre d'aiguille peuvent être évitées. Un couvercle extérieur est monté sur l'extrémité de la canule, l'aiguille ne peut être utilisée qu'une seule fois.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Longueur de l'aiguille</b>	5 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.3 mm
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Composition</b>	Hub: polypropylène, coque: polyéthylène, pointe flexible: acier inoxydable
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Normes</b>	EN ISO 556-1; 11137-1-2;
<b>sku</b>	1530992
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte