

1627288 - Sonicaid D920 Doppler fœtal audio – avec sonde fixe de 2 MHz – 1 pièce

Déscription

Dopplers fœtaux audio uniquement, avec doppler fixe de 2 MHz.

L'appareil présente un design compact et léger, ce qui le rend facile à transporter. Grâce aux voyants LED, l'état de marche/arrêt ainsi que le niveau de la batterie sont clairement visibles. Son utilisation est simplifiée par une commande combinée marche/arrêt et réglage du volume.

Les sondes à haute sensibilité garantissent des performances optimales dans une large gamme d'applications et de procédures cliniques. L'appareil prend en charge des sondes étanches de 2 MHz et 3 MHz, ce qui le rend également adapté à une utilisation lors d'accouchements dans l'eau. De plus, les sondes sont faciles à nettoyer, contribuant ainsi à un meilleur contrôle des infections.

Enfin, l'appareil fonctionne avec des piles AA, offrant à la fois une grande commodité d'utilisation et une solution économique à long terme.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1627288
Résistant à l'eau	Oui
Affichage du signal	Audio
Fréquence de la sonde	2MHz
Rechargeable	Non
Type d'emballage	Pièce