

## 1625467 - Tork Mini S5 savon liquide - parfum doux - 8 x 525 ml



### **Déscription**

Le Savon liquide pour les mains Tork légèrement parfumé a été spécialement développé pour un usage quotidien dans les environnements médicaux et de soins où l'hygiène des mains et le soin de la peau doivent aller de pair. Ce savon doux pour les mains, testé dermatologiquement et à l'odeur fraîche, contient des ingrédients hydratants et des composants réparateurs de lipides, ce qui le rend même adapté aux peaux sèches ou sensibles.

#### Principaux avantages:

- Nettoyage doux : Convient aux peaux normales et sèches, idéal en cas de lavage fréquent des mains.
- Formule hydratante : Contient des ingrédients réparateurs de lipides pour un soin supplémentaire.
- Composition naturelle : 96 % des ingrédients sont d'origine naturelle\*.
- Efficace à l'eau froide : Efficacité prouvée sans eau chaude économisez de l'énergie\*\*.
- Parfum frais et éclat nacré : Améliore l'expérience d'utilisation pour le personnel et les visiteurs.
- Remplissage hygiénique et rapide : En moins de 10 secondes avec bouteille scellée et nouvelle pompe à chaque recharge.
- Réduction des déchets : La technologie sous vide réduit de 70 % le volume des déchets des bouteilles vides\*\*\*.
- Respectueux de la peau : Testé dermatologiquement et avec un pH respectueux de la peau.

#### Compatibilité:

 À utiliser uniquement avec distributeurs Tork Mini pour savon et désinfectant pour les mains (système S5), certifiés « faciles à utiliser » et conçus pour une hygiène optimale des mains.



# **Spécifications**

Marque	Tork
Ingrédients	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Sodium Chloride, Glycol Distearate, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Citric Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Sodium Sulfate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, CI 15985, CI 19140, Parfum.
sku	1625467
Normes	ISO 22716 (Good Manufacturing Practice) ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem) ISO 14001 (Milieumanagementsysteem) EU Ecolabel licentienummer (SE/030/002)
pH neutre	Oui
Composition	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycérine, Chlorure de sodium, Glycol Distearate, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Oléate de glycéryle, Cocamidopropyl Betaine, Propylène Glycol, Acide citrique, Tetrasodium Iminodisuccinate, Citrate de glycérides de palme hydrogénés, Tocophérol, Sulfate de sodium, Phénoxyéthanol, Benzoate de sodium, Cl 15985, Cl 19140, Parfum.
Contenu	525 ml
Type d'emballage	Carton
Valeur pH	5 - 6