

1603847 - BD™ Quincke aiguille spinale pour ponction lombaire - 20G x 3 1/2" - jaune - 25 pcs



Déscription

BDTM aiguilles spinales stériles Quincke pour la ponction lombaire, le positionnement clé du stylet et des moyeux de l'aiguille facilite l'orientation correcte de la forme de l'aiguille. Les aiguilles spinales offrent une expérience post-opératoire agréable pour le patient. Les moyeux transparents permettent aux anesthésistes de visualiser plus facilement le CSF afin de placer correctement l'aiguille.



Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	405253
sku	1603847
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 13485
Couleur	Jaune
Dimensions	20G x 3 1/2"
Dimensions en mm	0,9 x 90 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte