

## 1603847 - BD™ Quincke aiguille spinale pour ponction lombaire - 20G x 3 1/2" - jaune - 25 pcs



### Déscription

BD™ aiguilles spinales stériles Quincke pour la ponction lombaire, le positionnement clé du stylet et des moyeux de l'aiguille facilite l'orientation correcte de la forme de l'aiguille. Les aiguilles spinales offrent une expérience post-opératoire agréable pour le patient. Les moyeux transparents permettent aux anesthésistes de visualiser plus facilement le CSF afin de placer correctement l'aiguille.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	405253
<b>sku</b>	1603847
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Normes</b>	EN ISO 13485
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	20G x 3 1/2"
<b>Dimensions en mm</b>	0,9 x 90 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte