

## 1543406 - Tensiomètre digital BC32 - poignet - mesures de poignet 13,5 -19,5 cm - 1 pc



### Déscription

Les tensiomètres numériques au poignet offrent une sécurité sous une forme compacte. Cela vous permet de vérifier et de surveiller régulièrement votre tension artérielle. Le produit signale une mauvaise utilisation pour vous assurer que vous l'utilisez correctement. Un moniteur de pression pulsée entièrement automatique qui affiche les moyennes de toutes les lectures stockées, telles que la pression artérielle du matin et du soir sur 1 semaine. A un indicateur de risque et détecte l'arythmie, affiche la date et l'heure et s'allume et s'éteint automatiquement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1543406
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques