

## 1543406 - Tensiomètre digital BC32 - poignet - mesures de poignet 13,5 -19,5 cm - 1 pc



## **Déscription**

Les tensiomètres numériques au poignet offrent une sécurité sous une forme compacte. Cela vous permet de vérifier et de surveiller régulièrement votre tension artérielle. Le produit signale une mauvaise utilisation pour vous assurer que vous l'utilisez correctement. Un moniteur de pression pulsée entièrement automatique qui affiche les moyennes de toutes les lectures stockées, telles que la pression artérielle du matin et du soir sur 1 semaine. A un indicateur de risque et détecte l'arythmie, affiche la date et l'heure et s'allume et s'éteint automatiquement.

## **Spécifications**

Marque	Beurer
Taxe Bebat	0.06 EUR
sku	1543406
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques