

1576028 - Cadres de toilettes Liddy - 1 pc



Déscription

Les poignées de toilette Liddy offrent un confort et un soutien supplémentaires. Réglable en hauteur et facile à monter.

Spécifications

Marque	Vermeiren
Normes	EN 12182:2012;ISO 17966:2016
sku	1576028
Catégorie appuis pour toilette	Réglable en hauteur
Charge horizontale maximale	130 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce