

## 1545306 - Appose™ Stapler 35W (B: 6.5 mm x L: 4.1 mm) - 12 pcs



### Déscription

L'Appose™ Stapler 35R à usage unique délivrent une agrafe à la fois, en pénétrant dans la peau. La partie supérieure plate et nervurée des agrafes assure une bonne adhérence.

*Utilisation:* presser à fond et relâcher, ne pas tirer ou soulever lors du relâchement de la gâchette.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Medtronic
<b>Composition</b>	Plastique
<b>sku</b>	1545306
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte