

## 1545306 - Appose™ Stapler 35W (B: 6.5 mm x L: 4.1 mm) - 12 pcs



## **Déscription**

L'Appose™ Stapler 35R à usage unique délivrent une agrafe à la fois, en pénétrant dans la peau. La partie supérieure plate et nervurée des agrafes assure une bonne adhérence.

Utilisation: presser à fond et relâcher, ne pas tirer ou soulever lors du relâchement de la gâchette.

## **Spécifications**

Marque	Medtronic
Composition	Plastique
sku	1545306
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte