

## 1351420 - Table d'examen Optimus 3 Echo - hauteur variable électrique - 1 pc



### Déscription

L'Optimus 3 ECG présente une découpe spéciale pour les ultrasons et l'ECG. Cette partie peut être repliée pour créer une ouverture. La tête et le dossier sont équipés d'un ressort à gaz et peuvent donc être réglés en continu. Comme cette table à ultrasons est composée de trois parties, elle peut également être placée en position assise.

Cette table est tapissée sans couture. Cela signifie qu'il n'y a pas de bords collants, ce qui facilite le processus de nettoyage. La tapisserie peut être essuyée avec de l'eau tiède et du savon. En cas de salissures tenaces, un autre produit de nettoyage ou d'entretien dilué peut être utilisé si nécessaire. Nous vous déconseillons d'utiliser de l'alcool et de l'eau de Javel.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Wesseling                    |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 64 cm, L 197 cm            |
| <b>Roues incluses</b>            | Oui                          |
| <b>Hauteur réglable</b>          | Oui                          |
| <b>Hauteur</b>                   | 60 - 110 cm                  |
| <b>Capacité de levage</b>        | 175 kg                       |
| <b>sku</b>                       | 1351420                      |
| <b>Couleur</b>                   | Marine                       |
| <b>Nombre de parties</b>         | 3-parties                    |
| <b>Réglage de la hauteur</b>     | Electrique                   |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |