

## 1518856 - Clamp de Bahr - blanc - stérile - 1 x 150 pcs



### Déscription

La clamp de Bahr est utilisée pour clamer le cordon ombilical d'un nouveau-né pendant l'accouchement. Ce clamp à usage unique est doté d'encoches pour maintenir le cordon ombilical en toute sécurité. La fermeture sécurisée empêche toute ouverture accidentelle. Le clamp de Bahr est stérile, à usage unique et conditionné dans une pochette individuelle.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Dimensions du produit</b>	L 5.4 cm
<b>sku</b>	1518856
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte