

1518856 - Clamp de Bahr - blanc - stérile - 1 x 150 pcs



Déscription

La clamp de Bahr est utilisée pour clamer le cordon ombilical d'un nouveau-né pendant l'accouchement. Ce clamp à usage unique est doté d'encoches pour maintenir le cordon ombilical en toute sécurité. La fermeture sécurisée empêche toute ouverture accidentelle. Le clamp de Bahr est stérile, à usage unique et conditionné dans une pochette individuelle.

Spécifications

Marque	Gyneas
Dimensions du produit	L 5.4 cm
sku	1518856
Produits similaires	Oui
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte